

# MANUAL DE USUARIO DE CONVERSOR

## Índice de contenido

1. Introducción.....	3
2. Instalación.....	4
3. Reparación y desinstalación.....	6
4. Interfaz y uso de conversor.....	7

## **1. INTRODUCCIÓN**


En este documento se explicará brevemente cómo utilizar la presente aplicación y las posibilidades que ofrece.

Gracias a Conversor podremos emplear los ficheros ply obtenidos tras escanear un molde de dentadura (y cualquier fichero ply en general) con un escaner 3D actual en el programa DentalPrint, que sólo lee ficheros pix (formato del antiguo escaner 3D PICZA).


Conversor traducirá fácilmente los ficheros ply a pix.

## 2. INSTALACIÓN

Para instalar Conversor, hacemos doble clic sobre el fichero Conversor.msi, y aparecerá la siguiente ventana:



Pulsamos Siguiente. En la siguiente ventana:



Aquí marcamos la carpeta donde deseamos que se instale la aplicación. Por defecto, aparecerá la carpeta C:\Archivos de programa\UGR\Conversor

En Examinar... aparecerá el árbol de carpetas para que elijamos la adecuada, y en el botón Espacio en disco... podemos comprobar de cuánto espacio libre disponemos en cada disco y cuánto se necesita para instalar la aplicación.

También elegiremos en esta ventana si queremos que la aplicación esté disponible para todos los usuarios que utilicen el equipo o sólo para el usuario que está realizando la aplicación.


Cuando hayamos marcado lo deseado, pulsamos sobre Siguiete.

Ya sólo quedará confirmar la instalación en la siguiente ventana pulsando sobre Siguiete. La aplicación se instalará en la carpeta indicada y con las opciones elegidas.

Además, se creará un acceso directo a Conversor tanto en el escritorio como en el Menú Inicio, en Programas\UGR\Conversor.

### 3. REPARACIÓN Y DESINSTALACIÓN


Para reparar o desinstalar Conversor, tras haberlo instalado, hacemos doble clic en Conversor.msi. Se nos abrirá la siguiente ventana:




Marcamos Reparar Conversor o Quitar Conversor, según lo que deseemos hacer y pulsamos sobre Finalizar para que se lleve a cabo.

## 4. INTERFAZ Y USO DE CONVERTSOR

Tras ejecutar Conversor, nos encontraremos con la siguiente ventana:



Para comenzar a trabajar, lo primero que debemos hacer es cargar el modelo con el que vayamos a trabajar. Para ello, hacemos clic sobre el icono de la carpeta o pulsamos en Archivo\Abrir. Elegimos en el explorador de directorios que se nos muestra el archivo .ply que queramos convertir. De este modo, Conversor cargará el modelo del fichero ply:



Ahora, pasaremos a orientar el modelo como sea necesario. El manejo de la cámara está en el ratón. Los controles principales son los siguientes: podemos hacer zoom con la ruedecilla del ratón, girar el modelo pinchando y arrastrando con el botón izquierdo, y desplazarlo pinchando y arrastrando con el botón derecho. Si hacemos doble clic con el botón derecho centramos el modelo y si hacemos doble clic con el botón izquierdo alineamos la cámara.

El resto de controles podemos verlos en la siguiente lista:



Button(s)	Description
<b>Wheel</b>	Zooms camera
<b>Left</b>	Rotates camera
<b>Left double click</b>	Aligns camera
<b>Right</b>	Translates camera
<b>Right double click</b>	Centers scene
<b>Middle</b>	Zooms camera
<b>Middle double click</b>	Shows entire scene
<b>Left &amp; Middle</b>	Rotates on screen camera
<b>Shift+Left</b>	Selects
<b>Shift+Middle</b>	Zooms on region for camera
<b>Ctrl+Wheel</b>	Zooms manipulated frame
<b>Ctrl+Left</b>	Rotates manipulated frame
<b>Ctrl+Left double click</b>	Aligns frame
<b>Ctrl+Right</b>	Translates manipulated frame
<b>Ctrl+Right double click</b>	Centers frame
<b>Ctrl+Middle</b>	Zooms manipulated frame
<b>Ctrl+Left &amp; Middle</b>	Rotates on screen manipulated frame
<b>Right double click with Left pressed</b>	Resets revolve around point
<b>Left double click with Right pressed</b>	Sets revolve around point
<b>Left double click with Middle pressed</b>	Zooms on pixel
<b>Right double click with Middle pressed</b>	Zooms to fit scene


También hay algunos controles menos importantes en el teclado que podemos observar en la siguiente lista:

Key(s)	Description
<b>Space</b>	Changes camera mode (revolve or fly)
<b>A</b>	Toggles the display of the world axis
<b>C</b>	Toggles camera paths display
<b>F</b>	Toggles the display of the FPS
<b>G</b>	Toggles the display of the XY grid
<b>H</b>	Opens this help window
<b>S</b>	Toggles stereo display
<b>Esc</b>	Exits program
<b>Return</b>	Starts/stops the animation
<b>Left</b>	Moves camera left
<b>Up</b>	Moves camera up
<b>Right</b>	Moves camera right
<b>Down</b>	Moves camera down
<b>Shift+?</b>	Toggles the display of the text
<b>Ctrl+S</b>	Saves a screenshot
<b>Alt+Return</b>	Toggles full screen display
Camera paths are controlled using F1..F12 (noted <i>Fx</i> below):	
<b><i>Fx</i></b>	Plays path (or resets saved position)
<b>Alt+<i>Fx</i></b>	Adds a key frame (or defines a position)
<b>Alt+<i>Fx</i>+<i>Fx</i></b>	Deletes path (or saved position)

Tras orientar el modelo adecuadamente, es el momento de indicarle al programa la unidad en que fueron tomados los datos (Conversor trabaja, por defecto, con milímetros) y la resolución del escáner con la que se trabajó. Para ello, marcamos la opción adecuada de Unidad del modelo en la lista desplegable correspondiente y elegimos la resolución del escáner en décimas de milímetros en

el cuadro correspondiente.


Podemos ver los ejes X, Y y Z marcando la casilla de verificación Ejes y dejar de verlos desmarcándola.



Una vez elegido, es el momento de calcular el mapa de alturas con el que trabajará DentalPrint pulsando el botón Calcular Mapa de Alturas. En la parte de abajo a la izquierda de la ventana, el programa nos indicará que está calculando el mapa de alturas. Cuando haya terminado, el mensaje cambiará y aparecerá Listo. También será aquí donde aparecerá cualquier mensaje dirigido al usuario, como un posible error, excepto en el caso en que sea posible que las unidades marcadas no sean las adecuadas. Si esto ocurre, se nos presentará el siguiente error:




En este caso, pulsamos Ok, reajustamos las unidades y volvemos a pulsar sobre Calcular mapa de alturas. Cuando todo haya ido bien, Conversor nos mostrará el mensaje “Listo”:



Ahora sólo queda guardar el mapa de alturas calculado. Para ello, pinchamos sobre el botón del disco (que nos desplegará el explorador de carpetas para que marquemos la ubicación si no hemos salvado el fichero antes o sobrescribirá el fichero que hayamos guardado con anterioridad con los nuevos datos) o pinchamos sobre Archivo\Salvar o Archivo\Salvar como...

Tras almacenar el fichero, que tendrá extensión .pix, ya podremos abrirlo con DentalPrint y trabajar con él normalmente. En nuestro ejemplo, el resultado tendrá el siguiente aspecto:



Por último, sólo queda explicar que en el menú Ayuda\ Sobre Conversor, aparecerá una ventana que nos explica cuál es la utilidad de Conversor:

