

Disposal of used material:

Used DENTOBUFF STRIP test strips can be handled like any normal waste.

Colour chart



yellowish-brown
 ≤ 4.0
low



green
4.5—5.5



blue
 ≥ 6.0
high

DENTOBUFF® STRIP

zur Bestimmung der Pufferkapazität des Speichels
Dentobuff ist eine einfache und schnelle Methode zur Bestimmung der Pufferkapazität des Speichels. Durch ein eingebautes Indikatorsystem auf einem Teststreifen ergibt Dentobuff die Resultate nach Zusatz von Speichel.

Gebrauchsanweisung